



HIROSE
CORPORATION

Manufacturers, Exporters of Dental, Surgical,
Veterinary Instruments & Scissors of all Sorts.



**DENTAL INSTRUMENTS
CATALOGUE**





HIROSE
CORPORATION

ORTHODONTIC INSTRUMENTS



Behind Every Smile is a Story

• QUALITY - ЯКІСТЬ • PRECISION - ТОЧНІСТЬ • ACCURACY - ПРАВИЛЬНІСТЬ • DURABILITY - ЗНОСОСТІЙКІСТЬ



Super-sharp diamond-bevel centers

smooth ultra-polished and chamfered edges

bellows corrosion resistant stainless steel finish

superior T-12 stainless steel tool inserts

sliding lock joint for balance & precision alignment

Super-sharp diamond-bevel centers

smooth ultra-polished and chamfered edges

brilliant corrosion resistant stainless steel finish

superior T-12 stainless steel tool inserts

sliding lock joint for balance & precision alignment

STYLE A

STYLE B



ORTHODONTIC INSTRUMENTS

HIROSE
CORPORATION



- Инструменты ортодонтические
- Instrumentos Ortodonticos
- Orthodontische Instrumente
- Инструменти ортодонтични
- Instruments Orthodontiques
- أدوات تقويم الأسنان

DE-1277 Aluminum Height Gauge 0.22

DE-1278 Aluminum Height Gauge 0.18

DE1-1278 Height Gauge Movable

DE-1279 Bone Bracket Gauge

DE1-1279 Endo Finger Ruler Span Measure Scale

DE2-1279 Endo Finger Ruler Span Measure Scale

DE3-1279 Endo Finger Ruler Span Measure Scale

DE4-1279 Compasso De Willis

DE-1280 Bone Thickness Gauge 40mm, 180mm

DE-1281 Osteometer Measuring Forceps

DE-1282 Bracket Placer Tweezers (Extra Fine Tip)

DE-1283 Direct Bonding Bracket Holders 135mm

DE-1284 Direct Bonding Bracket Holders 136mm

DE-1285 Direct Bonding Bracket Holders 135mm

DE-1286 Deluxe Bracket Holder

DE-1287 Deluxe Bracket Holder Tweezers

DE-1288 Deluxe Bracket Holder Tweezers

DE1-1288 Bracket Tweezers Slot Aligner

DE2-1288 Direct Bonding Bracket Holders 140mm

DE3-1288 Bracket Placing Tweezes

DE4-1288 Easy Access Tweezes

DE5-1288 Direct Bonding Bracket Holders 140mm

DE6-1288 Direct Bond Bracket Holder Tweezers Small Tip

DE7-1288 Exact Bracket Holder Tweezers

DE8-1288 Easy Access Tweezes

DE9-1288 Slipper Tweezers



- Инструменты ортодонтические
- Instrumentos Ortodonticos
- Orthodontische Instrumente
- Инструменти ортодонтични
- Instruments Orthodontiques
- أدوات تقويم الأسنان



DE-1289
Band seater auto cleavable




DE-1290
Ortho light scaler double ended



DE-1291
Ortho light scaler double ended




DE-1292
Ortho light scaler double ended



DE-1293
Twiel-on elastic module instrument




DE-1294
Twiel-on elastic module instrument



DE-1295
Schure Band Seater




DE-1296
Ortho light scaler



DE-1297
Ortho light scaler



DE-1298
Ortho light scaler heavy



DE-1299
Ortho instrument



DE-1300
Ortho instrument



DE-1301
Ortho Light Band Pusher Scaler



ORTHODONTIC INSTRUMENTS

HIROSE
CORPORATION



- Инструменты ортодонтические
- Instrumentos Ortodonticos
- Orthodontische Instrumente
- Инструменти ортодонтични
- Instruments Orthodontiques
- أدوات تقويم الأسنان




DE-1302
Ortho Light double ended
ligature director



DE-1303
Ortho Light double ended
ligature director scaler



DE-1304
Ortho Light double ended ligature scaler director tivate coil spring
are remove modules with one instruments




DE-1305
Ortho band pusher scaler



DE-1306
Ortho Light Band Pusher Scaler



DE-1307
Ortho ligature director single ended



DE-1308
Ortho Light double ended ligature
director scaler



DE-1309
Ortho Light double ended ligature scaler/director
tivate coil spring are remove modules with one instruments



DE-1310
Ortho Light double ended ligature director



DE-1311
Ortholite Ligature Director Scaler



DE-1312
Ortho light ligature director double ended



DE-1313
Double ended cement spatula



DE-1314
Ortho light scaler single ended





- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمشة لتقويم الأسنان برومشتیس

BOX JOINT PLIERS



DE-1315
Universal Dolphin Style
Wire Bending & cutting pliers



DE-1321
Bracket Removing Plier curved
Bracket Removing Plier curved for
easy removal of brackets in the
posterior region. Length 130mm



DE-1316 Band Removing Plier
The curved blade of the band
removing plier can strip easily
and gently remove directly to
the tooth. Length 130mm



DE-1322
Young Wire Bending &
Loop Forming Pliers



DE-1317
Tweed Loop
forming Pliers



DE-1323
Wire Bending &
Loop Forming Pliers



DE-1318
How Plier curved
Universally usable tool for
the multiband technology for
wires up to .028".
Length 130mm



DE-1324
Adams, small wire bending
and loop forming Pliers



DE-1319 How Plier
Universally usable tool for the
multiband technology for wires
up to .028".
Length 135mm



DE-1325
Bracket Removing Plier Round Box
Bracket removing plier for comfortable
and quick removal of the brackets.
Length 135mm



DE-1320
Nance Loop
forming Pliers



DE-1326
Weingart Plier medium
Weingart plier that are ideal due to
their curved tip for setting sheets and
is capable of bending the ends.
Length 145mm



PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

HIROSE
CORPORATION



- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Пинцес pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- Щипці для ортодонтії та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمامشة للقويم الأسنان بروستيثيس

BOX JOINT PLIERS

DE-1327 Adams Plier Round Box

Adams pliers for bending wire arches and bends right angles for wires up to .022", .025 tip to beak. Length 125mm



DE-1333 Adams Plier

Adams pliers for bending wire arches and bends right angles for wires up to .022", .025 tip to beak. Length 125mm



DE-1328

Falcon Beak
Contouring Pliers.



DE-1334

Tweed
Loop Formin Pliers



DE-1329

wires up to 0.020" / 0.7mm.



DE-1335 Bird Beak Plier Standard

Bird Beak Wire bending plier without notches, which is suitable as a universal utility tool. Length 125mm



DE-1330

Johnson Contouring
Pliers



DE-1336

Mini Ligature cutters



DE-1331 Aderer

Large wire bending
and loop forming pliers



DE-1337 Small

Fluch-cut distal and cutting Pliers
with safety hold fitted with
un-breakable, corrosion
resistant and durable
stainless steel tips



DE-1332

Tweed / angle rectangular
arch forming & Torquing pliers



DE-1338 Large

Fluch-cut distal and cutting Pliers
with safety hold fitted with
un-breakable, corrosion
resistant and durable
stainless steel tips





- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمامشة لتقويم الأسنان برومشتيس

BOX JOINT PLIERS

DE-1339
Tweed / Angel
1.78mm (.070") wide tips arch forming and torquing pliers



DE-1345
Contouring Plier



DE-1340
Tweed / Angel
1.78mm (.070") wide tips arch forming and torquing pliers



DE-1346
Bands & Crowns Plier
in order to skirt



DE-1341
Lingual / Palatal arch forming pliers



DE-1347
Ligature Forming Pliers



DE-1342
Aderer
Facebow loop forming Pliers



DE-1348
for double back and triple back bands in 0.30" / 0.76mm & 0.36" / 0.91mm lingual arch wires



DE-1343
Waldsavs wire bending and cutting pliers




DE-1349
Bird Beak Wire Bending & cutting pliers



DE-1344 Aderer Plier
For the manufacturing of appliances and activation of wires for wires up to .030" .fine tip and up to .036" mean tip. Length 130mm



DE-1350
Weingart Plier medium
Weingart plier that are ideal due to their curved tip for setting sheets and is capable of bending the ends. Length 145mm



PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

HIROSE
CORPORATION



- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمامشة لتقويم الأسنان بروستيثيس

L-KEY JOINT PLIERS



DE-1351
Distal end cutter with safety hold, mini head, long handles.
fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ⊗ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



DE-1352
Flush-cut distal end cutter with safety hold fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" to .025")



DE-1353
Soft wire and ligature cutter, Mini fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- ☞ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")



DE-1354
Soft wire and ligature cutter, standard fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- ☞ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")



DE-1355
Soft wire and ligature cutter, 15° angled fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- ☞ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")



DE-1356
Soft wire and ligature cutter, 45° angled fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- ☞ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")



DE-1357
Hard wire cutter, straight Fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DE-1358
Hard wire cutter, 15° angled Fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DE-1359
Hard wire cutter, 15° angled Non-autoclavable

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")






- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمانشة لتقويم الأسنان برومشتيس

L-KEY JOINT PLIERS



DE-1360
Band removing pliers



DE-1365
Weingart-mini
Utility Pliers

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DE-1361
Bracket removing pliers angled



DE-1366
Weingart
Utility Pliers

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DE-1362
Bracket removing pliers straight



DE-1367
How Straight
Utility Pliers

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DE-1363
Bracket removing pliers with plastic tip



DE-1368
Angled
Utility Pliers

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DE-1364
Adhesive removing pliers



DE-1369
Wire bending and loop forming pliers
Angled (Bird beak)

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

HIROSE
CORPORATION



- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمشة لتقويم الأسنان برومبوتیس

L-KEY JOINT PLIERS



DE-1370
Multi-purpose pliers, bird beak,
De la rosa and cutter in one

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.56 mm (.018" x .022")



DE-1375
Stop pliers V-Bebd - 1mm

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.43 mm x 0.56 mm (.017" x .028")



DE-1371
Cinch Back / tie back
Distal end bending pliers

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DE-1376
Lingual / palatal arch forming plies

- 0.76 mm (.030") / 0.91 mm (.036")



DE-1372
Hammer head
Distal end bending pliers

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DE-1377
Torquing pliers set



DE-1378
Tweed / angel
Rectangular arch forming and
torquing pliers

- 0.30 mm to 0.71 mm (.012" to .028")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DE-1373
Nance
Loop forming pliers

- 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DE-1379
Surgical ball hook crimping pliers,
angled



DE-1374
Detailing step pliers / Bayonet
bending pliers - 1mm

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



DE-1380
Surgical ball hook crimping
pliers, straight






- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمانشة لتقويم الأسنان برومشتيس


L-KEY JOINT PLIERS




DE-1381
Aderer Clamp three jaw wire bending plier for contouring and bending wire up to .30"/.76mm.



DE-1387
Falcon beak contouring plier.




DE-1382
Bird beak plier for bending round, square and rectangle wire up to .30"/.76mm.



DE-1388
For placement and removal of arch wires, pins and other auxiliaries.




DE-1383
Bird beak plier for light wire bending round, square and rectangular up to .016"/0.41mm.



DE-1389
For placement and removal of arch wires, pins and other auxiliaries in angle design



DE-1384
Double Rounded jaw bending pliers, hooks and wire up to .020"/0.51mm.



DE-1390
contouring Plier.



DE-1385
Adams pliers for hooks and bending wire up to .030"/0.76mm.



DE-1391
Bending plier. In order to skirt molares bands. With grooved. Recommended wire. 016", 018" and 022" 0.41mm, 0.46mm and 0.56mm



DE-1392
Loop forming in four length 3,4,5 & 6 mm wire capacity 0.22", 56mm.



DE-1386
Johnson pliers for crown band contouring



DE-1393
Arch bending plier design for convenient handling of square or rectangular wire, .020" / 0.51mm.



PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

HIROSE
CORPORATION



- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمشاة لتقويم الأسنان بروستيثيس


LAP & L-KEY JOINT PLIERS




DE-1394
In order to skirt bands and crowns.



DE-1395
Wires up to .020" / 0.7mm.



DE-1396
Round and concave plier for loop forming and banding wire up to .20" / .051mm.



DE-1397
Bending for round square or rectangular wire up to 0.30" / 0.76mm



DE-1398
for double back and triple back bands in 0.30" / .76mm & 0.36" / .91mm lingual arch wires.



DE-1399
Detailing step plier double-sided offset beak permits bayonet bends. Creates right hand or left hand step-up or stepdown at 1/8, 1/4, or 1mm increments.



DE-1400
"V" bend stop special design makes 1mm "v" bends to shorten archwires or provide a positive stop. Excellent for placing stops in titanium wires. For round or rectangular wires up to .025"



DE-1401
Angle how plier efficient utility plier with serrated beaks for a firm grip. 45 angled tips to access hard to reach areas.



DE-1402
Weingardt plier serrated tips hold wires firmly at a convenient working angle. Tapered beaks fit easily between brackets and hard to reach areas. Our most popular utility plier.



DE-1415
Pin & Ligature Cutters TC.



DE-1416
Mini Pin & Ligature Cutter TC.



DE-1417
Standard Ligature Cutter TC.



DE-1418
V Bend Stop Plier TC.



DE-1419
Angled Direct Bond Bracket Remover TC.



DE1-1419
Cutter Str.



Distal Cutter
14cm
DE2-1419 2.5 mm
DE3-1419 3.0 mm
DE4-1419 3.0 mm



DE5-1419
Arrow Clasp Forming Pliers
12.0cm




DE6-1419
Schwarz
12.5cm





HIROSE
CORPORATION

DISTAL END, WIRE CUTTERS & BRACKET REMOVER PLIERS



DE-1420
Distal end Cutter, Safety Hold Plier
(Ideal for Cutting Wire) TC.



DE-1427
Hard wire cutters



DE-1421
Hook Crimping Plier Angled
Straight TC.



DE-1428
Elastic Separating Plier
Round Handle



DE-1422
3 Prong Clasp Adjustable
Plier TC.



DE-1429
Elastic
Separating Plier



DE-1423
Utility Plier Weingart TC.



DE-1430
DE-1431
Smaha
Elastomeric
ligature
placing forceps
140 mm



DE-1424
Direct Bracket Remover
TC.



DE-1432
Elastomeric
ligature placing
forceps with
groove
Falcon 140 mm



DE-1425
Straight Direct Bond Bracket
Remover TC.



DE-1433
Elastomeric
ligature placing
forceps with
groove
Falcon 140 mm



DE-1426
Pin Holding Plier TC.

